

Sélection de la taille de votre Facembrace^{MC}

Voici comment déterminer la taille de Facembrace^{MC} qui convient à votre visage.




MATERIEL REQUIS:

- Un miroir
- Version imprimée du sélecteur de tailles
- Une paire de ciseaux
- Une règle

INSTRUCTIONS:

1. Imprimez le fichier « Sélection de la taille de votre Facembrace » et assurez-vous que la version que vous avez imprimée est à l'échelle. Pour ce faire, à l'aide de votre règle, mesurez l'échelle imprimée sur la page suivante, celle-ci doit mesurer exactement 10 cm.
2. À l'aide d'une paire de ciseau, découpez les trois formes (P, M, G) qui se trouvent sur la page suivante.
3. Choisissez une première forme à essayer.
4. En vous référant à l'image ci-dessus, devant un miroir, positionnez la forme découpée sur votre nez tel qu'indiqué. Assurez-vous de bien positionner la pointe du triangle au milieu de la ligne de vos yeux (**point A** sur l'image) et au milieu de l'arrête de votre nez.
5. La taille vous convient lorsque la découpe papier passe bien par le coin externe de vos deux narines (**point C** sur l'image) et que la pointe du nez (en gris) dépasse légèrement le bout de votre nez (**point B** sur l'image). Notez qu'il est possible que la forme couvre une partie des coins de votre bouche, ce qui est parfaitement normal.

La taille de Facembrace^{MC} à choisir est celle qui correspond à la forme identifiée par la lettre (P, M ou G).



Échelle |-----| 10 cm